

Phụ lục 01

Kèm theo quyết định số 459/QĐ-BCNYT ký ngày 28/10/2025

STT	Nội dung	Đã được phê duyệt			Sửa đổi		
1	Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật\Phần 2. Cưa, khoan xương và dụng cụ phẫu thuật\Bộ dụng cụ phẫu thuật tổng quát	STT	Nội dung yêu cầu		STT	Nội dung yêu cầu	
		II	YÊU CẦU CẤU HÌNH, THÔNG SỐ		II	YÊU CẦU CẤU HÌNH, THÔNG SỐ	
		45	Dụng cụ nối gân	Dụng cụ nối gân, thẳng, hai đầu, mũi tròn, dài 200mm, đường kính mũi 1,50mm ± 5%	45	Que thăm	Que thăm, thẳng, hai đầu, mũi tròn, dài 200mm, đường kính mũi 1,50mm ± 5%
2	Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật\Phần 2. Cưa, khoan xương và dụng cụ phẫu thuật\Bộ dụng cụ phẫu thuật tại	STT	Nội dung yêu cầu		STT	Nội dung yêu cầu	
		I	YÊU CẦU CHUNG		I	YÊU CẦU CHUNG	
			(Bổ sung nội dung)		3	Sai số về kích thước dụng cụ ±10%	
3	Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật\Phần 2.		Tên dụng cụ	Cấu hình tính năng kỹ thuật		Tên dụng cụ	Cấu hình tính năng kỹ thuật
		II	YÊU CẦU CẤU HÌNH, THÔNG SỐ		II	YÊU CẦU CẤU HÌNH, THÔNG SỐ	

STT	Nội dung	Đã được phê duyệt			Sửa đổi		
	Cưa, khoan xương và dụng cụ phẫu thuật\Bộ dụng cụ phẫu thuật tuyến giáp	30	Banh vết thương Senn-Miller (Baby), đầu nhọn/tù, 1 đầu có 3 răng tù, dài 155mm, kích thước 2 đầu 8 x 7mm, 22 x 7mm	Banh vết thương Senn-Miller (Baby), đầu nhọn/tù, 1 đầu có 3 răng tù, dài 155mm, kích thước 2 đầu 8 x 7mm, 22 x 7mm	30	Banh vết thương Senn-Miller (Baby), đầu nhọn/tù, 1 đầu có 3 răng nhọn, dài 155mm, kích thước 2 đầu 8 x 7mm, 22 x 7mm	Banh vết thương Senn-Miller (Baby), đầu nhọn/tù, 1 đầu có 3 răng nhọn, dài 155mm, kích thước 2 đầu 8 x 7mm, 22 x 7mm
4	Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật\Phần 2. Cưa, khoan xương và dụng cụ phẫu thuật\Bộ phẫu thuật hàm mặt		Danh mục	Tinh năng kỹ thuật		Danh mục	Tinh năng kỹ thuật
		II	YÊU CẦU CẤU HÌNH, THÔNG SỐ		II	YÊU CẦU CẤU HÌNH, THÔNG SỐ	
		22	Ống hút kim loại	Ống hút thép 18/8 martinit, chống từ, không gỉ, chống axit Fergusson, đầu 3.0 mm, dài 11 cm	22	Ống hút kim loại	Ống hút thép 18/8, chống từ, không gỉ, chống axit, đầu 3.0 mm, dài 11 cm
5	Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật\Phần 2. Cưa, khoan	STT	NỘI DUNG YÊU CẦU		STT	NỘI DUNG YÊU CẦU	
		II	CẤU HÌNH YÊU CẦU VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT		II	CẤU HÌNH YÊU CẦU VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
			Bộ dụng cụ trung phẫu nhãn khoa			Bộ dụng cụ trung phẫu nhãn khoa	

STT	Nội dung	Đã được phê duyệt			Sửa đổi		
	xương và dụng cụ phẫu thuật\BỘ phẫu thuật mắt (vi phẫu, trung phẫu, tiểu phẫu)	51	Kéo cắt thị thần kinh 12mm - 14mm		51	Kéo cắt thị thần kinh 12cm – 14cm	
6	Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật\Phần 2. Cưa, khoan xương và dụng cụ phẫu thuật\BỘ phẫu thuật vi phẫu tạo hình	STT	Tên danh mục		STT	Tên danh mục	
		II	YÊU CẦU CẤU HÌNH, THÔNG SỐ		II	YÊU CẦU CẤU HÌNH, THÔNG SỐ	
			Tên danh mục	Tính năng kỹ thuật		Tên danh mục	Tính năng kỹ thuật
		25	Kẹp chỉnh mạch máu	Kẹp chỉnh mạch máu có khoá, dài 14,5 cm ±10%	25	Dụng cụ đặt clip mạch máu	Kẹp đặt và chỉnh clip mạch máu có khoá, dài 14,5 cm ±10%
7	Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật\Phần 2. Cưa, khoan xương và dụng cụ phẫu thuật\BỘ dụng	STT	NỘI DUNG YÊU CẦU		STT	NỘI DUNG YÊU CẦU	
		II	CẤU HÌNH CUNG CẤP		II	CẤU HÌNH CUNG CẤP	
		B	Bộ dụng cụ vi phẫu thần kinh		B	Bộ dụng cụ vi phẫu thần kinh	
		12	Dụng cụ phẫu tích vi phẫu cong lên	Dài 20-22cm, cán hình lưỡi lê, đầu 1mm cong lên	12	Dụng cụ phẫu tích vi phẫu cong lên	Dài 20-22cm, dáng hình lưỡi lê, đầu 1mm cong lên

STT	Nội dung	Đã được phê duyệt			Sửa đổi		
	cụ phẫu thuật thần kinh sọ não	13	Dụng cụ phẫu tích vi phẫu cong xuống	Dài 20-22cm, cán hình lưỡi lê, đầu 1mm cong xuống	13	Dụng cụ phẫu tích vi phẫu cong xuống	Dài 20-22cm, dáng hình lưỡi lê, đầu 1mm cong xuống
		15	Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ vi phẫu	Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, kích thước ngoài khoảng 45x25cm	15	Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ vi phẫu	Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, kích thước ngoài khoảng 45x25cm ±10%
8	Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật\Phần 2. Cưa, khoan xương và dụng cụ phẫu thuật\Cưa xương ức	STT	NỘI DUNG YÊU CẦU		STT	NỘI DUNG YÊU CẦU	
		I	YÊU CẦU CHUNG		I	YÊU CẦU CHUNG	
			Nguồn điện: 220VAC ± 10%, 50/60 Hz			Nguồn điện: 220VAC ± 10%, 50/60 Hz hoặc sử dụng Pin sạc	